

Přehled Real Time PCR kitů firmy Prodesse dle kompatibility s přístroji

Real Time PCR cykler:

Aktuálně dostupné kity:

Ve vývoji:

	ProFlu+™	Pro hMPV+™	Pro Paraflu+™	Pro Gastro™ Cd	ProPneumo-1™	Pro Pertussis™	Pro Adeno+™
ABi 7000, 7300, 7700, 7900	Red	Red	Red	Red	Red	Yellow	Red
ABi 7500	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Yellow
Cepheid Smart Cycler® II	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow
Corbett Research Rotor-Gene 3000™	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Yellow
Corbett Research Rotor-Gene 6000™	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow
Stratagene Mx3000P®, Mx3005P®	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Bio-Rad® iCycler™ iQ	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Roche LightCycler® 1.0	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Roche LightCycler® 2.0	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red

Legenda:



Validováno pro daný přístroj

Pravděpodobně funkční, ale souprava nebyla pro tento přístroj validována

Souprava nebude v aktuálním složení na přístroji fungovat

